

# Instrucciones de uso

H2Otap 3000 - H2Omtap 3000 - H2Ower 3500 - H2Ower 3600

Los filtros Biogen Technologies son productos de alta calidad, fabricados para adecuarse a los estándares.



Biogen Technologies S.L.  
Expertos en Higiene del Agua

Seguir con atención las instrucciones:



## Almacenamiento

Almacenar los filtros en condiciones limpias, secas y en su envase original.

Nunca abrir el envase del filtro antes de su uso inmediato.

No usar un filtro si el envase ha sido dañado o abierto con anterioridad.



## Instalación

Tener en cuenta antes de la instalación los diferentes requisitos previos a la entrada de un ambiente controlado, como son las UTI (Unidad de Tratamiento Intensivo), quirófanos, etc. donde puede ser necesario la utilización de bata quirúrgica, gorro, mascarillas, guantes estériles, etc.



## Condiciones de uso

Dos meses de uso.



1 Lavarse y desinfectarse las manos. Se recomienda el uso de guantes estériles.



2 Usar una bolsa individual para retirar el filtro a cambiar, así el filtro no goteará en su transporte.



3 Para retirar el filtro a cambiar, pulsar el botón del conector, mostrado en la siguiente figura, y estirar suavemente del filtro hacia abajo.

En el caso de la ducha desenroscar el filtro.



4 Abrir el envase del filtro por la parte superior, sin tocar dicho filtro.



5 Instalación del filtro presionando suavemente hacia arriba, con una ligera rotación para favorecer la instalación, al colocarlo correctamente se oír un "click".

En el caso de la ducha enroscar el filtro.



6 Retirar el envase del filtro una vez instalado el filtro.



7 Abrir el grifo/ducha para comprobar que sale agua por el filtro, si no es así, el filtro no está correctamente instalado y se ha de volver a colocar siguiendo los pasos anteriores.



8 Escribir la fecha de instalación en el filtro.



9 Para evitar contaminación retrograda del filtro cambiar el filtro en la fecha indicada.



10 Se recomienda volver a lavarse y desinfectarse las manos.

V.03-19



Biogen Technologies S.L.  
C. Juan Ramón Jiménez, 1  
08960 - Sant Just Desvern  
Barcelona - España

Para más información:  
[www.biogenfilters.com](http://www.biogenfilters.com)  
[info@biogenfilters.com](mailto:info@biogenfilters.com)  
+34 93 372 65 84